

## Hyrax

Bij u of uw kind is zojuist een Hyrax-apparaat geplaatst. Dit apparaat zit vast en is ontworpen om de bovenkaak snel te verbreden. De Hyrax wordt 1 maal daags geactiveerd (tenzij anders aangegeven). Afhankelijk van de ernst van de afwijking kan de orthodontist u opdragen meer of minder te activeren (schroeven). Deze beugel moet ongeveer 4-6 maanden in de mond blijven om een optimale bot-ingroei te verkrijgen, zodat de bovenkaak na verwijdering van de beugel niet weer smaller zal worden. Soms zal na verwijdering van de Hyrax een losse beugel geplaatst worden om de bovenkaak te stabiliseren. De Hyrax kan in combinatie met vaste- en/of andere apparatuur gebruikt worden.



Hieronder volgen enkele richtlijnen over hoe dit orthodontische apparaat geactiveerd of gedraaid moet worden:

- Gebruik een sleuteltje waaraan een lange draad is gemaakt! (veiligheid)
- Activeer of draai de beugel volgens voorschrift.
- De beugel wordt geactiveerd door het sleuteltje in het gaatje naar beneden en naar achteren te duwen, totdat er een nieuw gaatje verschijnt. Verwijder het sleuteltje door deze in de richting van de tong/keel te duwen.
- Gedurende het activeren kan druk gevoeld worden op de brug van de neus

of bij de boventanden. Na enkele dagen ontstaat er mogelijk een ruimte tussen de middelste voortanden. Deze spleet verdwijnt meestal vanzelf in de komende weken omdat het weefsel tussen de elementen de tanden weer naar elkaar toetrekt. De spleet tussen de voortanden kan heel breed worden en plotseling ontstaan.

- Als het lijkt dat de beugel los zit, of wanneer er constante pijn is, bel dan zo spoedig mogelijk naar de praktijk voor het maken van een tussentijdse afspraak.
- Indien, om wat voor reden dan ook, een afspraak gemist wordt, **ga dan niet zonder meer door met schroeven**, maar wacht tot de volgende afspraak.
- De hyrax is een extra belasting voor je mond en goed poetsen is dan ook belangrijker dan ooit. Zorg ervoor dat de beugel goed gepoetst wordt zodat de beugel weer glimt! Controleer na afloop of de beugel glimt, een dofte beugel wijst erop dat het niet goed schoon is!
- In verband met de extra belasting voor de mond zullen wij meestal aanraden om dagelijks met een fluoride oplossing te gaan spoelen. Voor dit spoelmiddel wordt een recept meegegeven.
- Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om ons te bellen!

### samenvatting hyrax

- \* Schroeven volgens voorschrift
- \* Kan in het begin wat gevoelig zijn
- \* Mogelijk zal er tussen de centrale boventanden een spleet(je) ontstaan!
- \* Blijf goed poetsen en spoel met fluoride